

Ανάλυση ούρων

Ολοκληρωμένες λύσεις για τη δειγματοληψία



SARSTEDT

SARSTEDT International

Ο παγκόσμιος συνεργάτης σας στην ιατρική και την επιστήμη



Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.sarstedt.com



«Ο Ιπποκράτης εξέταζε την οσμή και το χρώμα των ούρων από το 400 π.Χ. και ακόμη και σήμερα η ανάλυση των ούρων έχει κεντρικό ρόλο στη διαγνωστική εξέταση.»

Η Sarstedt, ως κατασκευαστής με εμπειρία δεκαετιών στην τεχνολογία των διαγνωστικών προϊόντων, έχει αναπτύξει προϊόντα υψηλής ποιότητας για τη διάγνωση ούρων. Για την κατασκευή χρησιμοποιούμε μόνο επιλεγμένα υλικά, τα οποία είναι ιδανικά κατάλληλα για την εκπλήρωση των προ-αναλυτικών απαιτήσεων σχετικά με τη συλλογή, τη μεταφορά, τη φύλαξη και την προετοιμασία δειγμάτων ανθρώπινου ή κτηνιατρικού υλικού προς εξέταση. Όσον αφορά τη λειτουργικότητά τους, τα προϊόντα ταιριάζουν ιδανικά στις εξατομικευμένες δυνατότητες εφαρμογής ενός σύγχρονου εργαστηρίου.

Η διάγνωση ούρων εξακολουθεί να αποτελεί μια γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδο εξέτασης. Οι εκτεταμένες μέθοδοι ανίχνευσης απαιτούν για την διεξαγωγή αξιόπιστων εξετάσεων προσεκτική και κατάλληλη για εφαρμογές ρουτίνας προ-ανάλυση.

Η Sarstedt θα χαρεί να σας υποστηρίξει!

Monovette® ούρων – Εργασία με υγιεινό τρόπο και χωρίς βελόνες

Η κατάλληλη για εφαρμογές ρουτίνας και διεξοδική προ-ανάλυση αποτελεί τη βάση κάθε προσεκτικά διενεργούμενης ανάλυσης ούρων. Η εργασία με το Monovette® ούρων, η οποία γίνεται χωρίς καμία βελόνα και με υγιεινό τρόπο, αυξάνει επιπλέον την ασφάλεια για τον ασθενή και τον χρήστη.

Υγιεινή συλλογή και μεταφορά δειγμάτων



Το δείγμα ούρων λαμβάνεται με υγιεινό τρόπο από ένα δοχείο συλλογής με τη χρήση του παρεχόμενου ρύγχους αναρρόφησης. Με την ήπια αναρρόφηση διατηρούνται επίσης τα ιδιαιτέρως ευαίσθητα συστατικά του ιζήματος ούρων όπως π.χ. κύλινδροι ούρων, για μικροσκοπική αξιολόγηση.

Δοχείο για ταινίες εξέτασης ούρων



Οι ταινίες εξέτασης που κυκλοφορούν στο εμπόριο για τη χημική ανάλυση ούρων μπορούν εύκολα να βυθιστούν στις γεμάτες Monovette® ούρων.

Δοχείο για συσκευή ανάλυσης



Φωτογραφία: Ronald Bonss

Η Monovette® ούρων, η οποία διατίθεται σε πολλαπλές παραλλαγές, βελτιστοποιεί τις υπάρχουσες διαδικασίες εργασίας και εντάσσεται ιδανικά και σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες ανάλυσης ούρων.

Monovette® ούρων

εργασία με υγιεινό τρόπο

- Το παρεχόμενο ρύγχος αναρρόφησης επιτρέπει την υγιεινή αναρρόφηση ούρων από ένα δοχείο συλλογής
- Η βύθιση των ταινιών εξέτασης που κυκλοφορούν στο εμπόριο για την ανάλυση ούρων μπορεί να γίνει απευθείας στην γεμάτη Monovette® ούρων
- Η Monovette® ούρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη ιζήματος στη φυγόκεντρο
- Κατάλληλη για μεταφορά και αποστολή σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας P650 των ADR και IATA

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
10.250.001	PP	3,2	75/13	Χάρτινη ετικέτα	512
10.258	PP	8,5	92/15	---	512
10.258.020	PP	8,5	92/15	ατομικά συσκευασμένα, αποστειρωμένα	500
10.252	PP	10	102/15	---	512
10.252.001	PP	10	102/15	Χάρτινη ετικέτα	512
10.252.030	PP	10	102/15	λευκό, προστασία από UV ακτινοβολία	512
10.252.020	PP	10	102/15	ατομικά συσκευασμένα, αποστειρωμένα	500
10.252.028	PP	10	102/15	με προσαρμογέα Luer-Lock, (χωρίς Εικόνα) διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ	100

Ατομικά συσκευασμένα ρύγχη αναρρόφησης

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Μήκος σε mm	Ø σε mm	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
10.251	PP	76	8	5.000

PP = Πολυπροπυλένιο



Ανάλυση ούρων με σταθεροποιητή

Για τη βακτηριολογική εξέταση ούρων, η Μονovette® ούρων με βορικό οξύ παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα της Μονovette® ούρων σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική σταθεροποίηση των μικροοργανισμών που υπάρχουν στα ούρα.



Το δείγμα ούρων λαμβάνεται με υγιεινό τρόπο με τη χρήση του παρεχόμενου ρύγχους αναρρόφησης έως τη σήμανση πλήρωσης. Λόγω της άμεσης βακτηριοστατικής δράσης, σταθεροποιείται σημαντικά ο αριθμός βακτηρίων των συνηθέστερων παραγόντων των ουρολοιμώξεων. Το δείγμα ούρων μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευτεί ή να αποσταλεί σε θερμοκρασία δωματίου και παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα μικροβιολογικών δοκιμών έως και 48 ώρες μετά τη συλλογή. Περαιτέρω βιβλιογραφία σχετικά με τη σταθεροποιητική δράση των Μονovette® ούρων με βορικό οξύ θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sarstedt.com.



Μονovette® ούρων με σταθεροποιητή*

- Για τη σταθεροποίηση των μικροοργανισμών απευθείας μετά τη συλλογή των δειγμάτων για έως και 48 ώρες
- Η βακτηριοστατική δράση του βορικού οξέος στους σημαντικότερους παράγοντες των ουρολοιμώξεων έχει αποδειχθεί πολλές φορές
- Συνδυασμένη λήψη ούρων και μεταφορά δειγμάτων σε ένα δοχείο

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου / Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια / κουτί
10.253	PP	10	102/15	---	512
10.253.001	PP	10	102/15	Χάρτινη ετικέτα	512
10.253.020	PP	10	102/15	ατομικά συσκευασμένα, αποστειρωμένα	500
10.253.021	PP	10	102/15	Χάρτινη ετικέτα, ατομικά συσκευασμένα, αποστειρωμένα	500

Ατομικά συσκευασμένα ρύγχη αναρρόφησης

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Μήκος σε mm	Ø σε mm	Συσκευασία τεμάχια / κουτί
10.251	PP	76	8	5.000

Σωληνάριο ούρων με σταθεροποιητή*

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου / Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια / κουτί
51.9923.830	PP	10	100/16	Κωνικό σωληνάριο, κόκκινο πώμα διαθέσιμο μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο	1.000
51.9923.820	PP	30	90/25	Κωνικός πυθμένας και στεφάνη στήριξης, κόκκινο πώμα	500

V-Monovette® ούρων με σταθεροποιητή*

Αρ. παραγγελίας	Material	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου / Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια / κουτί
11.2253.001	PET	4	75/13	Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα	500
11.2453.001	PET	10	100/15	Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα	500

PP = Πολυπροπυλένιο, PET = Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο
* Η συγκέντρωση βορικού οξέος ανέρχεται σε 1,5% για τον αντίστοιχο ονομαστικό όγκο



Το σύστημα κενού για την κλειστή μεταφορά ούρων

Υγιεινή και άνεση για τον ασθενή και τον χρήστη. Το κλειστό σύστημα γύρω από την V-Monovette® ούρων θέτει τα βέλτιστα προαναλυτικά πρότυπα για την καθημερινή διάγνωση ούρων. Η εγγύηση στειρότητας και μια υγιεινή συλλογή δειγμάτων εξασφαλίζονται από την αρχή. Η μεταφορά, η αποθήκευση και οι επακόλουθες εξετάσεις στο εργαστήριο μπορούν να πραγματοποιηθούν από την V-Monovette® ούρων. Αυτό μαζί με μια σειρά δυνατοτήτων συνδυασμού διακρίνει την V-Monovette® ούρων ως μια πρακτική λύση για αξιόπιστη διάγνωση ούρων.



Δοχείο ούρων με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς για δείγματα ούρων 20 ml

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Ύψος/Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
75.562.400	PP	100	72/62	Τοποθετημένο βιδωτό καπάκι, με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς	200

Σύστημα μεταφοράς

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Μήκος σωλήνα σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
11.1240	PP, PE, ανοξείδωτο ασάλι	100	Συμβατό με κάθε V-Monovette® ούρων	500

V-Monovette® ούρων χωρίς σταθεροποιητή

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
11.2252.001	PET	4	75/13	Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα	500
11.2352.001	PET	6	100/13	Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα	500
11.2452.001	PET	10	100/15	Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα	500

V-Monovette® ούρων χωρίς σταθεροποιητή, ιδανική για τη συλλογή ιζήματος

- Ιδανικό δοχείο φυγοκέντρησης για τη συλλογή ιζήματος
- Καλύτερο κεντράρισμα στο στατό μέσω των πτερυγίων στην περιοχή του κώνου
- Κατάλληλο για την υποδοχή μιας «πιπέτας KOVA» για την τυποποιημένη εξέταση του ιζήματος ούρων

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
11.2552.001	PET	9,5	100/15	Κωνική βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα	500

PP = Πολυπροπυλένιο, PE = Πολυαιθυλένιο, PET = Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο

V-Monovette® ούρων με σταθεροποιητή

- Σταθεροποίηση μικροοργανισμών στα ούρα σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα ενός κλειστού συστήματος
- Κατά την πλήρωση έως τον ονομαστικό όγκο, τα ούρα σταθεροποιούνται αποτελεσματικά για έως και 48 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου

Αρ. παραγγελίας	Material	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
11.2253.001	PET	4	75/13	Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα	500
11.2453.001	PET	10	100/15	Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα	500

Φιάλη συλλογής ούρων 3 λίτρων με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς

- Άνετη ύπτια δειγματοληψία σε όγκους > 1.200 ml: Το ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς βρίσκεται πάντα στην αντίθετη πλευρά της λαβής.
- Είναι δυνατή η δειγματοληψία ανάποδα για μικρούς όγκους από 700 ml
- Εργονομική εσοχή λαβής για ασφαλή χειρισμό
- Διαφανείς λωρίδες οπτικού ελέγχου με διαβάθμιση σε βήματα των 100 ml
- Μεγάλη διάμετρος ανοίγματος (80 mm)

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Άνοιγμα/Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
77.575.400	PE	3.000	80	καφέ, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα Γερμανικά	30
77.575.401	PE	3.000	80	καφέ, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα Αγγλικά	30
77.575.402	PE	3.000	80	καφέ, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα Γαλλικά	30

PET = Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, PE = Πολυαιθυλένιο



UriSet 24

Το ολοκληρωμένο σετ για την τυποποιημένη και φιλική για τον ασθενή συλλογή ούρων 24ώρου



- 1

Φιάλη συλλογής
Με όγκο 3.000 ml, εργονομική λαβή, μεγάλη διάμετρο ανοίγματος 80 mm και διαφανείς λωρίδες οπτικού ελέγχου με διαβάθμιση σε βήματα των 100 ml για τη βέλτιστη ανάγνωση της ποσότητας πλήρωσης
- 2

Δοχείο συλλογής και μετάγγισης
Το ενσωματωμένο δοχείο συλλογής ούρων επιτρέπει μια φιλική για τον ασθενή συλλογή καθώς και μια υγιεινή μετάγγιση των ούρων από τη φιάλη συλλογής στο δοχείο μεταφοράς.
- 3

Σταθεροποιητής
Το υδροχλωρικό οξύ (9 ml 20%) που περιλαμβάνεται στο σετ έχει προδοσολογηθεί σε μια γυάλινη φιάλη με σταγονόμετρο ασφαλείας. Πλεονεκτήματα - κανένα πρόσθετο βήμα εργασίας και αυξημένη ασφάλεια του ασθενούς. Η ποσότητα και η συγκέντρωση του υδροχλωρικού οξέος έχει επιλεγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να σταθεροποιεί με βέλτιστο τρόπο τα ούρα για έως και 7 ημέρες για την ανάλυση, μεταξύ άλλων, των κατεχολαμινών, των μετανεφρινών, του βανιλομανδελικού οξέος, του ομοβανλικού οξέος και του 5-υδροξυϊνδοξικού οξέος. Αυτή η μακροχρόνια σταθεροποίηση σε θερμοκρασία δωματίου επιτρέπει τη συγκέντρωση δειγμάτων στο εργαστήριο και συνεπώς μια αποτελεσματική επεξεργασία κατά παρτίδες.
- 4a

Δοχείο μεταφοράς ή 4b Monovette ούρων®
Μόνο το συνοδευτικό δοχείο 30 ml ή το Monovette ούρων® φθάνει στον γιατρό ή στο εργαστήριο. Η φιάλη συλλογής ούρων μένει για απόρριψη στον ασθενή. Για την ασφαλή αντιστοίχιση των ασθενών συμπεριλαμβάνεται με το δοχείο μεταφοράς μια αυτοκόλλητη ετικέτα. Οι φωτοευαίσθητοι δείκτες π.χ. πορφυρίνες φθάνουν με ασφάλεια στην ανάλυση λόγω της ενσωματωμένης προστασίας του δοχείου από UV ακτινοβολία.

Παραλλαγές UriSet 24

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια /κουτί
77.578	PE	με σταθεροποιητή και δοχείο μεταφοράς 30 ml	30
77.578.252	PE	με σταθεροποιητή και λευκή (προστασία από UV ακτινοβολία) Monovette® ούρων	30
77.578.010	PE	χωρίς σταθεροποιητή με λευκή (προστασία από UV ακτινοβολία) Monovette® ούρων	30

Επιμέρους εξαρτήματα του UriSet 24

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια /κουτί
75.1356	PP	500	148/80	Δοχείο συλλογής ούρων με άνοιγμα 80 mm, φυσικό	250
10.252.030	PP	10	102/15	Monovette® ούρων λευκή (προστασία από UV ακτινοβολία)	512
62.543.030	PP	30	107/25	Δοχείο μεταφοράς 30 ml λευκό (προστασία από UV ακτινοβολία) με βιδωτό πώμα	500

PE = Πολυαιθυλένιο, PP = Πολυπροπυλένιο

Φιάλες συλλογής ούρων

- Όγκος πλήρωσης 3.000 ml, 2.000 ml, 500 ml και 250 ml
- Εργονομική εσοχή λαβής για ασφαλή χειρισμό της φιάλης συλλογής 3 l
- Μεγάλη διάμετρος ανοίγματος

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Άνοιγμα/Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια /κουτί
77.575	PE	3.000	80	καφέ με λωρίδες οπτικού ελέγχου και διαβάθμιση 100 ml, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα Γερμανικά	30
77.575.001	PE	3.000	80	καφέ με λωρίδες οπτικού ελέγχου και διαβάθμιση 100 ml, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα Αγγλικά	30
77.580	PE	2.000	80	καφέ με διαβάθμιση 100 ml, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα Αγγλικά/Γερμανικά	30
77.582	PE	500	42	καφέ, μαύρο βιδωτό καπάκι από HD-PE, τοποθετημένο	100
77.577	PE	250	35	λευκό, μαύρο βιδωτό καπάκι από HD-PE, τοποθετημένο	120

Αυτοκόλλητη ετικέτα για φιάλη συλλογής ούρων

για 77.575, 77.575.400 και 77.580

Αρ. παραγγελίας	Διαστάσεις σε mm	Τύπος	Συσκευασία
84.1402	150 x 55	Ετικέτα στα Γερμανικά	300/εσωτερική συσκευασία (10 x 30/σακούλα)
84.1402.001	150 x 55	Ετικέτα στα Αγγλικά	300/εσωτερική συσκευασία (10 x 30/σακούλα)
84.1402.002	150 x 55	Ετικέτα στα Γαλλικά	300/εσωτερική συσκευασία (10 x 30/σακούλα)
84.1402.003	150 x 55	Ετικέτα στα Ολλανδικά	300/εσωτερική συσκευασία (10 x 30/σακούλα)

PE = Πολυαιθυλένιο, HD-PE = Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο



Δοχείο ούρων

Η επιλογή φιλικών για τον χρήστη δοχείων ούρων πληροί όλες τις απαιτήσεις για τη συλλογή, τη μεταφορά και την αποθήκευση δειγμάτων ούρων. Οι διάφοροι όγκοι καθώς και οι παραλλαγές πιεστών και βιδωτών καπακιών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων λύσεων.



Δοχείο 70 ml υψηλής διαφάνειας με βιδωτό καπάκι από HD-PE κίτρινο

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
75.9922.744	PP	70	55/44	Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι	①	500
75.9922.745	PP	70	55/44	Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι, με ετικέτα	③	500
75.9922.721	PP	70	55/44	Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο με ετικέτα	③	200

Δοχείο 90 ml διαφανές με βιδωτό καπάκι από HD-PE φυσικό

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
75.1435.002	PP	90	65/60	Κύπελλο με συναρμολογημένο βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, με ετικέτα ασφαλείας και σύστημα απόδειξης κλεισίματος διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ	⑬	400

Δοχείο 100 ml διαφανές με βιδωτό καπάκι από HD-PE φυσικό

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία σακούλα/κουτί
75.562.105	PP	100	73/62	Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, με ετικέτα ασφαλείας	⑤	5/200
75.562.005	PP	100	73/62	Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι	⑥	5/200
75.562.300	PP	100	72/62	Δοχείο με συνοδευτικό βιδωτό καπάκι	⑥	50/250
75.563	PP	100	72/62	Ξεχωριστό δοχείο χωρίς βιδωτό καπάκι	⑥	50/500
76.564	HD-PE	-	14/62	Ξεχωριστό βιδωτό καπάκι	⑥	50/500

Δοχείο 100 ml διαφανές με βιδωτό καπάκι από HD-PE πράσινο

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
75.1354.001	PP	100	74/58	Δοχείο με συνοδευτικό βιδωτό καπάκι	④	500

HD-PE = Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, PP = Πολυπροπυλένιο

Δοχείο 100 ml καφέ με βιδωτό καπάκι από HD-PE καφέ

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία σακούλα/κουτί
75.562.011	PP	100	72/62	Δοχείο με συνοδευτικό βιδωτό καπάκι	②	50/250

Δοχείο 100 ml και 250 ml λευκό

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
75.560	PS	250	100/73	Δοχείο ξεχωριστό χωρίς κουμπωτό καπάκι, κατάλληλο κουμπωτό καπάκι από διαφανές PS 76.561 (500 τεμάχια)	⑩	500
75.570	PS	100	49/70	Δοχείο ξεχωριστό χωρίς κουμπωτό καπάκι, κατάλληλο κουμπωτό καπάκι από διαφανές PS 76.571 (1.000 τεμάχια)	⑦	1.000

Δοχείο 125 ml υψηλής διαφάνειας με κουμπωτό καπάκι από PE κόκκινο

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία σακούλα/κουτί
75.1355	PP	125	67/66	Δοχείο ξεχωριστό χωρίς κουμπωτό καπάκι	⑨	50/1.000
76.1477	PE	-	-	Κουμπωτό καπάκι κόκκινο με στόμιο για δοχείο 125 ml 75.1355	⑨	1.000/1.000
76.1477.100	PE	-	-	Κουμπωτό καπάκι κόκκινο με στόμιο για δοχείο 125 ml 75.1355	⑨	100/1.000
76.1414	PE	-	-	Κουμπωτό καπάκι κόκκινο χωρίς στόμιο για δοχείο 125 ml 75.1355	⑪	1.000/1.000
76.1414.100	PE	-	-	Κουμπωτό καπάκι κόκκινο χωρίς στόμιο για δοχείο 125 ml 75.1355	⑪	100/1.000

Δοχείο 125 ml διαφανές

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
75.565	PP	125	85/62	Δοχείο ξεχωριστό χωρίς κουμπωτό καπάκι	⑫	500

Δοχείο 500 ml φυσικό

Για τη λήψη ούρων κατά τη συλλογή ούρων 24 ώρου

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος / Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
75.1356	PP	500	148/80	Δοχείο συλλογής ούρων με άνοιγμα 80 mm, φυσικό (βλ. σελ. 10 «Επιμέρους εξαρτήματα»)	⑧	250


PS = Πολυστυρένιο, PP = Πολυπροπυλένιο, PE = Πολυαιθυλένιο



Σωληνάρια με κωνικό πυθμένα, στεφάνη στήριξης και βιδωτό πώμα

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
60.9921.821	PS	10	97/16	Πώμα φυσικό, συνοδευτικό	⑧	500/σακούλα 1.000/κουτί
60.9921.830	PS	10	97/16	Πώμα, κίτρινο, τοποθετημένο	⑦	100/σακούλα 1.000/κουτί
60.9921.829	PS	10	97/16	Πώμα κίτρινο, τοποθετημένο, αποστειρωμένο	⑦	100/σακούλα 1.000/κουτί
60.732	PP	15	76/20	Πώμα φυσικό, συνοδευτικό	⑤	100/σακούλα 500/κουτί
60.732.001	PP	15	76/20	Πώμα φυσικό, τοποθετημένο, αποστειρωμένο	⑤	100/σακούλα 500/κουτί
60.9922.241	PP	25	90/25	Πώμα φυσικό, τοποθετημένο	④	500/σακούλα 500/κουτί
63.9922.252	PP	25	90/25	Πώμα φυσικό, τοποθετημένο, με ετικέτα	②	500/σακούλα 500/κουτί
60.9922.243	PP	25	90/25	Πώμα κίτρινο, τοποθετημένο, αποστειρωμένο	③	500/σακούλα 500/κουτί
63.9922.248	PP	25	90/25	Πώμα κίτρινο, τοποθετημένο, με ετικέτα, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία	①	1/σακούλα 300/κουτί
63.9922.254	PP	25	90/25	Πώμα κίτρινο, τοποθετημένο, με ετικέτα, αποστειρωμένο	①	500/σακούλα 500/κουτί
62.543	PP	30	107/25	Πώμα φυσικό, τοποθετημένο, με τυπωμένη διαβάθμιση	⑥	125/σακούλα 500/κουτί
62.543.001	PP	30	107/25	Πώμα φυσικό, τοποθετημένο, αποστειρωμένο, με τυπωμένη διαβάθμιση	⑥	50/σακούλα 400/κουτί

PS = Πολυστυρένιο, PP = Πολυπροπυλένιο



Σωληνάρια με κωνικό πυθμένα, βιδωτό πώμα

με διαβάθμιση και πεδίο επισήμανσης

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
62.9924.283	PP	10	100/16	φυσικό πώμα, συνοδευτικό, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά	⑨	500/σακούλα 1.000/κουτί
62.9924.284	PP	10	100/16	κίτρινο πώμα, τοποθετημένο, αποστειρωμένο, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά	⑪	100/σακούλα 1.000/κουτί
62.554.001	PP	15	120/17	κόκκινο πώμα, τοποθετημένο, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά	⑩	50/σακούλα 500/κουτί
62.554.502	PP	15	120/17	κόκκινο πώμα, τοποθετημένο, αποστειρωμένο, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά	⑩	50/σακούλα 500/κουτί
62.553.041	PS	15	120/17	κίτρινο πώμα, τοποθετημένο, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά	⑫	50/σακούλα 500/κουτί
62.553.542	PS	15	120/17	κίτρινο πώμα, τοποθετημένο, αποστειρωμένο,	⑫	50/σακούλα 500/κουτί
62.553.001	PS	15	120/17	Κόκκινο πώμα συμπεριλαμβάνεται διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ	⑬	50/σακούλα 500/κουτί
62.553.205	PS	15	120/17	Κόκκινο πώμα συναρμολογημένο, αποστειρωμένο, μη πυρετογόνο / χωρίς ενδοτοξίνη διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ	⑬	50/σακούλα 500/κουτί

Σωληνάρια με κωνικό πυθμένα, πιεστό πώμα

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm	Τύπος	Εικ.	Συσκευασία τεμάχια/κουτί
57.477	PS	4,5	75/12	Σωληνάριο ξεχωριστό, κατάλληλο πώμα 65.809, 65.719	⑰	500/ 888 2.000/κουτί
57.512	PP	4,5	75/12	Σωληνάριο ξεχωριστό, κατάλληλο πώμα 65.809, 65.719	⑮	1.000/σακούλα 4.000/κουτί
62.9924.272	PP	10	100/16	Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση και πεδίο επισήμανσης, κατάλληλο πώμα 65.793, 65.816, 65.720	⑭	100/σακούλα 1.000/κουτί
57.462	PS	12	110/17	Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση, κατάλληλο πώμα 65.793, 65.816	⑱	500/σακούλα 1.000/κουτί
57.462.015	PS	12	110/17	Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση, κατάλληλο πώμα 65.793, 65.816	⑱	250/ 888 1.000/κουτί
57.462.001	PS	12	110/17	Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση, αποστειρωμένο, τοποθετημένο πώμα	⑱	100/σακούλα 500/κουτί
57.527	PP	12	110/17	Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση, κατάλληλο πώμα 65.793, 65.816	⑰	500/σακούλα 1.000/κουτί

PS = Πολυστυρένιο, PP = Πολυπροπυλένιο, 888 = Συσκευασία στοιβας



*Εάν έχετε ερωτήσεις:
Είμαστε στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε!*

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο μας στη διεύθυνση: www.sarstedt.com

